



Varenummer 221819

## Bandage, superabsorberende, Curea P1, 10x10cm, hvid, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Høj absorptionskapacitet og hastighed
- ✓ Fremragende væskefordeling
- ✓ Sikker væskehåndtering - også under kompression
- ✓ Sikker bakteriel håndtering
- ✓ Nedsat risiko for maceration af hudomgivelser
- ✓ Stærk lugtkontrol



### Produktbeskrivelse

Curea P1 superabsorberer anvendes som absorberende bandage ved moderat til kraftigt væskende sår. Bandagen består af en midte af cellulose og superabsorbanter, og indersiden er af et meget hudvenligt og gennemtrængeligt materiale, der binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne. Bandagen er således meget velegnet under kompression. Bagsiden er åndbar og er dokumenteret væske- og bakterietæt, og er fri for lim og bindemidler.

Bandagen sikrer hurtig og effektiv absorption af eksudat og minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser. Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

Kan ligge på såret i op til 7 dage, og skal fikses med sekundær bandage.



STERILE

### Specifikationer

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Bandage                                                                                                     |
| Varemærke                          | Curea                                                                                                       |
| Vareserie                          | P1                                                                                                          |
| Farve                              | Hvid                                                                                                        |
| Features                           | Uden klæber, latexfri, steril                                                                               |
| Engangs/flergangs                  | Engangs                                                                                                     |
| Ingredienser/sammensætning         | PP, cellulose, SAP, perforeret PE/PP film                                                                   |
| Længde/dybde                       | 10 cm                                                                                                       |
| Bredde                             | 10 cm                                                                                                       |
| Størrelse på sårpude               | 9 x 9 cm                                                                                                    |
| Certifikater                       | CE. MD.                                                                                                     |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse IIb                                                                                                  |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                                           |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler. |
| Holdbarhed                         | 5 år fra produktionsdato                                                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                            |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                           |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kl    | 780 stk    | 61 cm  | 41 cm   | 31.5 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 18 cm  | 14.5 cm | 3.3 cm  |               |
| stk   | 1 stk      |        |         |         | 4260223630026 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt