



Varenummer 221824

Superabsorberende bandage, Curea P1, 7,5x7,5cm, hvid, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Høj absorptionskapacitet og hastighed
- ✓ Fremragende væskefordeling
- ✓ Sikker væskehåndtering - også under kompression
- ✓ Sikker bakteriel håndtering
- ✓ Nedsat risiko for maceration af hudomgivelser
- ✓ Stærk lugtkontrol



Produktbeskrivelse

Curea P1 superabsorberer anvendes som absorberende bandage ved moderat til kraftigt væskende sår. Bandagen består af en midte af cellulose og superabsorbanter, og indersiden er af et meget hudvenligt og gennemtrængeligt materiale, der binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne. Bandagen er således meget velegnet under kompression. Bagsiden er åndbar og er dokumenteret væske- og bakterietæt, og er fri for lim og bindemidler.

Bandagen sikrer hurtig og effektiv absorption af eksudat og minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser. Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

Kan ligge på såret i op til 7 dage, og skal fikses med sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	P1
Farve	Hvid
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PP, cellulose, SAP, perforeret PE/PP film
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Størrelse på sårpude	6,5 x 6,5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	780 stk	60 cm	41.5 cm	32 cm	
pk	10 stk	18 cm	14.5 cm	3.3 cm	
stk	1 stk				4260223630019



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt