



Varenummer 221846

## Aflastning, GelBodies, L, grå, til hofte, passer til omkreds 85-93 cm

- ✓ Let og behagelig
- ✓ Diskret i brug
- ✓ Meget blødt og andbart materiale



### Produktbeskrivelse

GelBodies gelpude anvendes som beskyttelse og trykaflastning af hoftereionen. Bæltet er forsynet med en gelpude i hver side. Kan bæres i op til 12 timer pr. døgn.

### Specifikationer

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Aflastning                                                                                                                                  |
| Varemærke                          | GelBodies                                                                                                                                   |
| Størrelse                          | L                                                                                                                                           |
| Farve                              | Grå                                                                                                                                         |
| Features                           | Til hofte, passer til omkreds 85-93 cm                                                                                                      |
| Ingredienser/sammensætning         | 85% bomuld, 10% lycra, 5% polyester                                                                                                         |
| Livvidde                           | 85-93 cm                                                                                                                                    |
| Certifikater                       | CE, MD                                                                                                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                                                                                                    |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                           |
| HMI-nr.                            | 107510                                                                                                                                      |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Må kun anvendes på intakt hud.                                                                                                              |
| Holdbarhed, åbnet                  | 1 år ved daglig brug og korrekt håndtering.                                                                                                 |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                                                |
| Vaskeanvisninger                   | Vask ved 40°C uden gelindlæg - ingen tørretumbling. Gelindlæg aftørres med en fugtig klud og mild rengøringsmiddel. Kan ikke lægges i blød. |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                                                            |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genbruges eller forbrændes.                                                                                                             |

### Brugsanvisning

Målene tages i taljen og er et mål mellem 2 størrelser vælges den største størrelse.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kil   | 1 stk      | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  | 3800501345238 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.