



Varenummer 221850

Kompressionsbind, Coban 2 Lite, 3,5m x 2,5cm, lag 2, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbind ved bandagering med Coban 2 Lite systemet. Skal anvendes sammen med systemets komfortlag. Er primært til lymfødembehandling af arme, skuldre, fingre og tæer. Se endvidere applikeringsvejledning og produktblad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionsbind
Varemærke	Coban
Vareserie	2 Lite
Features	Lag 2, latexfri, usteril
Materiale	Polyester, spandex
Længde/dybde	3.5 m
Bredde	2.5 cm
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	144 rl	54 cm	33.5 cm	29 cm	
pk	36 rl	26 cm	15.5 cm	26.5 cm	4046719383603
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.