



Varenummer 221852

Kompressionsbind, Coban 2 Lite, 3,5m x 10cm, lag 2, latexfri, usteril

- ✓ Anvendes som kompressionsbind i Coban 2 Lite system
- ✓ Skal bruges sammen med systemets komfortlag
- ✓ Primært til lymfødembehandling af arme, skuldre, fingre og tæer



Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbind ved bandagering med Coban 2 Lite systemet. Skal anvendes sammen med systemets komfortlag. Er primært til lymfødembehandling af arme, skuldre, fingre og tæer. Se endvidere applikeringsvejledning og produktblad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionsbind
Varemærke	Coban
Vareserie	2 Lite
Features	Lag 2, latexfri, usteril
Materiale	Polyester, spandex
Længde/dybde	3.5 m
Bredde	10 cm
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	64 rl	51.5 cm	28 cm	28 cm	4046719392568
pk	32 rl	26.5 cm	24.8 cm	26.2 cm	4046719383627
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.