



Varenummer 221881

## Plaster, QuickFix, 2,5cm, beige, 45 stk., elastisk, usteril

- ✓ Elastiske
- ✓ Hudvenlige



### Produktbeskrivelse

QuickFix Refill plastre der passer til diverse Plum plaster dispensere. Elastiske plastre, der tilpasser sig hudens bevægelse. Er meget hudvenlige og lader huden ånde.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plaster
Varemærke	QuickFix
Sekundær farve	Beige
Features	45 stk., elastisk, usteril
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	29 cm	24 cm	23 cm	5715205551213
pk	6 stk	14.2 cm	11.5 cm	11.9 cm	5703538551215
stk	1 stk				5703538551222



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.