



Varenummer 221896

Superabsorberende bandage, Curea P2, 30x20cm, hvid, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Høj absorptionskapacitet og hastighed
- ✓ Fremragende væskefordeling
- ✓ Sikker væskehåndtering - også under kompression
- ✓ Sikker bakteriel håndtering
- ✓ •Nedsat risiko for maceration af hudomgivelser
- ✓ Stærk lugtkontrol



Produktbeskrivelse

Curea P2 bandage anvendes som primær bandage til alle typer sår med moderat til kraftig sekretion.

Curea P2 består af tre lag: Et tre-dimensionelt sårkontaktlag, der transporterer væske fra såret, uden risiko for at klæbe fast til såret. Den absorberende kerne binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne, og er således meget velegnet under kompression, semipermeabel filmbagside, der sikrer mod udefra kommende kontaminering, ligesom den bidrager til et optimalt fugtigt sårmiljø.

Kan sidde i op til 7 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	P2
Farve	Hvid
Features	Uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PP, cellulose, SAP, perforeret PE/PP film
Længde/dybde	30 cm
Bredde	20 cm
Størrelse på sårpude	18 x 28 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener, knogler.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fikses med passende fiksering. Bandagen kan svulme op under brug, og derfor skal fikses med plads til dette.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	210 stk	61 cm	41 cm	31 cm	
pk	10 stk	38.2 cm	24.3 cm	3.2 cm	
stk	1 stk				4260223630439



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE