

Specifikationer




Vare nr.	Produkt	Stk. pr. æske
8700600	Trachealtubesæt, usteril	50
8700700	Kindplaster, parvis, usteril	50
8700800	Tubeband, usteril	50



Vare nr.	Produkt	Stk. pr. æske
8700150	Fikseringstape nr. 1, usteril	100
8700250	Fikseringstape nr. 2, usteril	50
8700350	Fikseringstape nr. 3, usteril	25

Speciel klæber til fixering af medicinsk emne.

Plaster



- Latex- og pvc-fri

Transafix®

Optimale fikseringsløsninger



ENKEL I BRUG • SIKKER FIKSERING • HØJ BÆREKOMFORT

Apodan Nordic

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk

Apodan Nordic

Transafix Trachealtubesæt

- Fikseringsystem til endotrachealtuber

Transafix trachealtubesæt er en effektiv løsning, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidsfiksering af endotrachealtuber.

Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering af tuben, og er derfor omkostningseffektiv i brug.

Sættet består af 2 kindplastre med velcro, samt et tubebånd med en klæbende flade.


Kindplastre

- Kindplastrene appliceres på tør og ren hud, hvor velcoren skal gå diagonalt fra hals mod næse.



Tubeband

- Den klæbende flade på tubebåndet vikles 2 gange om tuben og fikseres med velcroen på kindplastrene.
- Båndet må ikke sidde stramt, og kan justeres flere gange, samt skiftes efter behov.



Kindplastrene er fremstillet af en blød og fleksibel nonwoven overside med en velcroflade. Plastrene har en hudvenlig, hypoallergen klæber, og kan sidde i op til 7 dage.

Tubebåndet er 16 mm bredt og 40 cm langt og har en klæbende flade på midten. Kan anvendes af både børn og voksne.

Fås som:

- Sæt à 2 kindplastre og 1 tubebånd
- Kindplastre à 2 stk.
- Tubebånd à 1 stk.

Transafix Fikseringstape


- Fikseringsystem til sonder, katetre og dræn

Fikseringstapen er en skånsom, effektiv og fleksibel løsning til fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidsfiksering.

Fikseringstapen placeres på huden, slangen fastgøres på den klæbende flade på oversiden og velcro-vingerne lukkes omkring slangen.


Transafix No. 1

- Til mindre slanger såsom nasal og gastriske sonder, infusionsslanger m.fl.
- Er specielt velegnet til børn.



Transafix No. 2

- Til sonder, katetre og dræn, PEG og CAPD, samt infusionslanger.



Transafix No. 3

- Til tykkere slanger, såsom dræn, CVK, ledninger m.fl.



- ✓ Omkostningseffektiv - Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering af slangen
- ✓ Høj bærekraft - fikseringstapen (Transpore®) er åndbar, blød og formbar
- ✓ En løsning til alle slangestørrelser - fås i 3 størrelser
- ✓ Enkel i brug - Velcroen kan nemt åbnes og slangen genplaceres/skiftes
- ✓ Minimerer risikoen for stripping af huden.
- ✓ Hypoallergen klæber - kan sidde i op til 7 dage
- ✓ Kan anvendes af både børn og voksne