

Varenummer 221899



Kateterfiksering, Transafix, 15x4,5cm, nr. 3, med burrebåndlukning, usteril

✓ Er velegnet til langtids-fiksering.



Produktbeskrivelse

Semipermeabel plaster med burrebånds-luk (3M Transpore). Anvendes til fiksering af sonder, katetre og dræn. Er velegnet til langtids-fiksering. Er latex og PVC-fri. Se endvidere brugsvejledning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	Transafix
Features	Nr. 3, med burrebåndlukning, usteril
Materiale	PE, acrylat, vinylacetat
Længde/dybde	15 cm
Bredde	4.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1425 stk	55.5 cm	23.5 cm	24.5 cm	
pk	25 stk	15 cm	9.5 cm	3.2 cm	5703538260629
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).

