

Varenummer 221900

Netbandage, Carefix, S, hvid, til finger og tå, elastisk, med gul søm, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Carefix netbandagen anvendes ved fiksering af bandager på fingrene. Syningens farve indikerer størrelsen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Netbandage
Varemærke	Carefix
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Til finger og tå, elastisk, med gul søm, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	79% polyamid, 21% elastan/spandex
Certifikater	CE. MD. OEKO-TEX.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Indeholder op til 3% blødgøringsmidler og antistatiske tilsætningsstoffer.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C i vaskepose efterfulgt af let tørreumbling. Tåler vask op til 25 gange.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	39 cm	20 cm	13.8 cm	05703936116771
pk	35 stk	14.5 cm	11.2 cm	5.2 cm	05703936116658



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.