



Carefix – Brystfiksering

Varenr.

221906, 221908,
221911. 221912,
221913

**1. Sammensætning**

60 % Bomuld, 25 % Polyamid, 15 % Elastane

Produktet indeholder ikke latex eller naturlig gummi.

2. Anbefalet pleje

Vask ved 60° C i vaskepose og tørretumling på et skåne program.

Vaskesymboler (EN 3758):

**3. Miljøoplysninger**

Produkt hygiejne i forhold til CE direktivet 93/42 EEC (klasse 1).

Produktet indeholder op til 3 % blødgørende og antistatiske midler.

Ingen kemikalier er tilføjet under behandling.

Produktet lever op til Oeko-Tex 100

4. Produkt specifikationer

Parameter	Str.	Mål	Tolerance	Test metode
Holdbarhed vask	Alle	25	± 5	Vaskemaskine
Farvekodning	01 03 05 07 -09 -11	Alle hvide		
Dimension	Str.	Mål	Tolerance	Målemetode
Vægt (gr.)	-01 -03 -05 -07	22,0 24,0 26,0 29,0	± 3,0 ± 3,0 ± 3,0 ± 3,0	På vægt



Carefix – Brystfiksering

	-09 -11	30,0 33,5	± 3,0 ± 3,0	
Bryst, afslappet (cm)	-01 -03 -05 -07 -09 -11	22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0	± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5	
Højde, afslappet (cm)	-01 -03 -05 -07 -09 -11	17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 20,0	± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0	

5. Størrelsesanbefaling

Recommended sizes												
Band Size	60 cm/ 24 inch	65 cm/ 26 inch	70 cm/ 28 inch	75 cm/ 30 inch	80 cm/ 32 inch	85 cm/ 34 inch	90 cm/ 36 inch	95 cm/ 38 inch	100 cm/ 40 inch	105 cm/ 42 inch	110 cm/ 44 inch	
A												
B												
C												
D												
DD												
F												
G												
H												
	S	M	L	XL	XXL							