



Varenummer 221914

Stomifisering, Stomasafe Carefix, S,
hvid, med gul søm



Produktbeskrivelse

Anvendes som lændestøtte i forbindelse med f.eks. hernie (brøk), stomi eller lændestøtte.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stomifisering
Varemærke	Stomasafe
Vareserie	Carefix
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Med gul søm
Ingredienser/sammensætning	49% bomuld, 24% polyamid, 18% elastan og 9% polyester
Livvidde	80-100 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vask: 60°C - anvend vaskepose efterfulgt af let tørretumbling.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	38.5 cm	21 cm	13 cm	5703936017634
pk	3 stk	21 cm	15 cm	3.5 cm	5703936017627
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.