



Varenummer 221915

Netbandage, Carefix, S, hvid, til fiksering, med gul søm,, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Carefix netbandagen anvendes ved fiksering af bandager, dræn og iv-kanyler forskellige steder på kroppen. Syningens farve indikerer størrelsen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Netbandage
Varemærke	Carefix
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Til fiksering, med gul søm,, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester
Certifikater	CE. MD. OEKO-TEX.
OEKO-TEX licensnr.	6234-7001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Indeholder op til 3% blødgøringsmidler og antistatiske tilsætningsstoffer.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C i en vaskepose efterfulgt af let tørretumbling.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 pk	39.3 cm	19.8 cm	15.1 cm	05703936116733
pk	30 stk	19.6 cm	11.2 cm	5 cm	05703936116610



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.