

Varenummer 221916

Netbandage, Carefix, M, hvid, til
fiksering, med blå søm, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Carefix netbandagen anvendes ved fiksering af bandager, dræn og iv-kanyler forskellige steder på kroppen. Syningens farve indikerer størrelsen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Netbandage
Varemærke	Carefix
Størrelse	M
Farve	Hvid
Features	Til fiksering, med blå søm, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Indeholder op til 3% blødgøringsmidler og antistatiske tilsætningsstoffer.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C i en vaskepose efterfulgt af let tørretumbling.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	39.3 cm	19.5 cm	13 cm	5703936000049
pk	15 stk	11 cm	8.5 cm	4.6 cm	5703936000032
stk	1 stk				5703538851377



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.