



Produktdatablad

Net bandage, tube, m/ hul til tommelfingeren, str. M

Varenummer: 221916



Varedeklaration

Forpakning: 30 Stk pr. Pakke, 8 Pakke pr. Kolli, 120 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Netbandage. Varemærke: Carefix. Ingredienser/sammensætning: 70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester. Features: til fiksering, med blå søm, latexfri, usteril. Størrelse: M. Certifikater: OEKO-TEX. Vaskeanvisninger: Vaskes ved 60°C i en vaskepose efterfulgt af let tørretumbling. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Carefix netbandagen anvendes ved fiksering af bandager, dræn og iv-kanyler forskellige steder på kroppen. Syningens farve indikerer størrelsen. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Indeholder op til 3% blødgøringsmidler og antistatiske tilsætningsstoffer. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.