



Produktdatablad

Net bandage, tube, str. L

Varenummer: 221917



Varedeklaration

Forpakning: 15 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Netbandage. Varemærke: Carefix.

Ingredienser/sammensætning: 70% polyamid, 21% elasthan, 9% polyester. Features: til fiksering, med brun søm, latexfri, usteril.

Størrelse: L. Certifikater: OEKO-TEX. Vaskeanvisninger: Vaskes ved 60°C i en vaskepose efterfulgt af let tørretumbling. CE-klasse

(medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Carefix netbandagen anvendes ved fiksering af bandager, dræn og iv-kanyler forskellige steder på kroppen. Syningens farve indikerer størrelsen.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Indeholder op til 3% blødgøringsmidler og antistatiske tilsætningsstoffer. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.