



Varenummer 221919

Hagefiksering, Normors, M, natur

Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering ved mors. Lægges om halsen så den støtter på brystet og under hagen.

Sammensætning/Ingredienser
Polypropylen homopolymer 98,0 %
D2W prodegradant additiv 1,0 %
Farvestof additiv 1,0 %

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hagefiksering
Varemærke	Normors
Størrelse	M
Sekundær farve	Natur
Engangs/flergangs	Engangs
Ingrediensliste	Sammensætning/Ingredienser Polypropylen homopolymer 98,0 % D2W prodegradant additiv 1,0 % Farvestof additiv 1,0 %
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må kun bruges på afdøde personer. Firmaet fraskriver sig ethvert ansvar ved brug på levende personer.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	37 cm	28 cm	24.5 cm	5703538255182
pk	10 stk	26.5 cm	12 cm	7.2 cm	5703538255199
stk	1 stk				