



## Produktdatablad

# Hagefiksering, mors, str. M

Varenummer: 221919



## Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Hagefiksering. Varemærke: Normors. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: 5 år. Sekundær farve: natur. Ingredienser/sammensætning: Sammensætning/Ingredienser Polypropylen homopolymer 98,0 % D2W prodegradant additiv 1,0 % Farvestof additiv 1,0 %. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: M. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Produktbeskrivelse: Anvendes til fiksering ved mors. Lægges om halsen så den støtter på brystet og under hagen. Sammensætning/Ingredienser Polypropylen homopolymer 98,0 % D2W prodegradant additiv 1,0 % Farvestof additiv 1,0 % . Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må kun bruges på afdøde personer. Firmaet fraskriver sig ethvert ansvar ved brug på levende personer. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.