

Varenummer 221948

Langstræksbind, Elset S, 12m x 10cm, off-white, latex, usteril

- ✓ Skaber effektiv let kompression over benet
- ✓ Opretholder kompression som ødem og hævelser reduceres
- ✓ Let og åben vævning for langsigtet patientkomfort



Produktbeskrivelse

Elset S er en let langstræksbandage, der primært anvendes til stumpforbinding. Har en strækkevne på ca. 140%. Elset S rullen er 12 meter lang, hvilket gør det muligt at skabe en kompressionsbehandling til hele benet ved hjælp af ét stykke kompressionsbandage. Indeholder latex.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Elset
Vareserie	S
Sekundær farve	Off-white
Features	Latex, usteril
Materiale	Rayon
Længde/dybde	12 m
Bredde	10 cm
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C, kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 rl	27.8 cm	19.8 cm	14.5 cm	7332551977078
rl	1 rl				5055158013575



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.