



Elset™/Elset™ 'S'

Lette kompressions bandager

Elset og Elset 'S' er lette kompressionsbandager, som anvendes til at yde kompression til benet.

- Giver effektiv kompression over benet
- Sikrer kompression, når ødem og hævelser reduceres under behandlingen
- Let og åben vævning, som giver en langsigtet patientkomfort



Sådan virker Elset/Elset 'S'

Elset bandager er fremstillet af let rayonmateriale, som er slidstærkt og med elastiske tråde. Elset og Elset 'S' har en vævet struktur, som opretholder kompression, og sikrer at ødem og hævelser reduceres under behandlingen.

Elset kan anlægges med sildebensteknik til behandling af venøse bensår. Den lette og åbne vævning er behagelig for patienten, også ved anvendelse over længere tid.

Elset S rullen er 12 meter lang, hvilket gør det muligt at skabe en kompressionsbehandling til hele benet ved hjælp af ét stykke kompressionsbandage.

Det brede sortiment gør det muligt at opfylde de specifikke krav til de forskellige anvendelser. Begge bandager kan vaskes og genbruges.

Fordele ved Elset/Elset 'S'

- Skaber effektiv let kompression
- Opretholder kompression som ødem og hævelse reduceres
- Let og åben vævning for langsigtet patientkomfort
- Bredt sortiment
- En rulle Elset 'S' er lang nok til en bandagering af et ben
- Appliceringsguide
- Kan vaskes for gentagen brug



Anvendelsesområder

Elset og Elset 'S' er lette kompressionsbandager, som kan anvendes til at skabe kompression efter vaskulær kirurgi, generel kirurgisk og ortopædisk brug. Elset 'S' kan specielt anbefales til ovennævnte og til bandagering af amputationer over og under knæet.

Elset/Elset 'S' sortiment

Elset		
Bredde	Længde	Art. Nr.
10cm	6m	3482
10cm	8m	3489
15cm	6m	993483
Elset 'S'		
Bredde	Længde	Art. Nr.
10cm	12m	993486
15cm	12m	993487

Elset og Elset 'S' er pakket enkeltvis i trp.krt. af 12 stk.

