



Produktdatablad

Kompressionsbandage til anlæggelse af stumpforbindning, 10 cm x 12 m.

Varenummer: 221948



Varedeklaration

Forpakning: 10 Rulle pr. Æske. Produktbetegnelse: Langstræksbind. Varemærke: Elset. Vareserie: S. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: off-white. Materiale: rayon. Features: latex, usteril. Længde/dybde: 12 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD.

Vaskeanvisninger: Vaskes ved 60°C, kan autoklaveres. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Inkluderet tilbehør: Vejledning. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elset S er en let langstræksbandage, der primært anvendes til stumpforbinding. Har en strækevne på ca. 140%. Elset S rullen er 12 meter lang, hvilket gør det muligt at skabe en kompressionsbehandling til hele benet ved hjælp af ét stykke kompressionsbandage. Indeholder latex. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.