

Varenummer 221951

Arm- og skulderfiksering, Collar'n'Cuff, 6m x 7,5cm

- ✓ Alsidigt og økonomisk materiale
- ✓ Effektiv og behagelig støtte
- ✓ Enkel konstruktion
- ✓ Omkostnings-effektiv
- ✓ Bred variation af mulige appliceringer

Produktbeskrivelse

Anvendes både som skulder- og armslynge. Et passende stykke klippes af rullen, som tilpasses og monteres med de medfølgende strips.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arm- og skulderfiksering
Varemærke	Collar'n'Cuff
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, bomuld
Længde/dybde	6 m
Bredde	7.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	46 cm	24 cm	45 cm	07332551983697
pk	2 stk	22.5 cm	14.5 cm	23 cm	5055158009493