



Varenummer 221953

Arm- og skulderfiksering, Mitella, 1,27m x 90cm, hvid

Produktbeskrivelse

Mitella fremstillet af nonwoven materiale. Anvendes til fiksering af arm ved skader på arm eller skulder. Binds om nakken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arm- og skulderfiksering
Varemærke	Mitella
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, PP
Længde/dybde	1.27 m
Bredde	90 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	48.5 cm	53.5 cm	37.5 cm	4042809139945
pk	12 stk	26 cm	28 cm	4 cm	
stk	1 stk				4042809139921