

Algivon Plus®


Alginatbandage med 100% steril medicinsk Manuka honning

Produktbeskrivelse

Algivon Plus er en steril, absorberende alginatfiber-bandage imprægneret med 100% Manuka honning. Anbefales til moderat til kraftigt væskende sår samt ved kompressionsbehandling. Kan med fordel anvendes i kaviteter og dybe sår, da bandagen nemt fjernes i ét stykke takket være dens forstærkede fibre. Manuka honning har en kendt antibakteriel, antiinflammatorisk og helende effekt på sår.

Sårhelingsfordele

- Antibakteriel og antiinflammatorisk
- Lav pH-værdi (3,2-4,5) skaber et sårhelende miljø, hvor bakterier ikke trives
- Osmotisk effekt renser beskadiget og dødt væv
- Debriderer og oprenser urene sår
- Skaber et fugtigt sårhelingsmiljø
- Fjerner lugte fra ildelugtende sår
- Tilpasser sig sårets former
- Effektiv mod sårindtrængende bakterier, herunder: *Staphylococcus aureus*, *pseudomonas aeruginosa*, antibiotika-resistent MRSA og VRE.



Indikation

- Tryksår
- Bensår
- Diabetessår
- Brandskader
- Cancersår
- Nekrotiske sår
- Dybe sår, fistelgange, kaviteter
- Kraftigt inficerede sår, sår med dødt væv

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor bigift/honning.

Brugsanvisning

Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm og læg bandagen direkte på såret. Det har ingen betydning hvilken side af bandagen, der lægges mod såret. Kan klippes til eller formes efter behov. Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat. Algivon Plus kan ligge i såret i op til 7 dage.



Varenr.	Produkt	Størrelse	Antal pr. æske / karton
MF1000006	Algivon Plus	5 x 5 cm	5 / 280
MF1000007	Algivon Plus	10 x 10 cm	5 / 280
MF1000014	Algivon Plus Ribbon	2,5 x 20 cm	5 / 60