




Varenummer 221995

Salvekompres, Lomatuell H, 7m x 10cm, i dispenser, latexfri, steril

- ✓ Fremmer bortledning af eksudat
- ✓ Nedsat risiko for fastklæbning til såret
- ✓ Imprægneret med hydrofobt, neutralt salvegrundlag
- ✓ Fremmer et naturligt helingsforløb
- ✓ Sikrer sårhvile



Produktbeskrivelse

Lomatuell H salvekompres er brugsklart gittertyl, der er imprægneret med hvid vaseline for skånsom behandling af overfladesår. Lomatuell H er især velegnet som beskyttende dække over flade sår som fx. hududtagningssteder, ulcus cruris, decubitus, forbrændinger, snitsår og skrabsår. Med salve-gaze under et absorberende lag vil såret være lettere at holde rent, selvom det væsker stærkt. Da salvegazen ikke hænger i såret, kan forbindingen skiftes mindre smertefrit.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Lomatuell H
Features	I dispenser, latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, hvid vaseline (paraffin)
Længde/dybde	7 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	18 stk	24 cm	23.8 cm	26.1 cm	5703538851759
stk	1 stk				4021447939032



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE