



Varenummer 222003

Støtteforbinding, Braun, 10m x 10cm, hvid, idealbind

Produktbeskrivelse

Anvendes som støtte og aflastning ved skader, ved profylakse og efterbehandling af venøse sygdomme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Støtteforbinding
Varemærke	Braun
Farve	Hvid
Features	Idealbind
Ingredienser/sammensætning	85% bomuld, 15% viskose
Længde/dybde	10 m
Bredde	10 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 rl	56 cm	56 cm	36 cm	5703538851872
rl	1 rl				5703538851858