



Varenummer 222016

## Fiberbandage, Durafiber, 20x4cm, steril, engangs

- ✓ Høj patientkomfort
- ✓ Fjernes sammenhængende i et stykke
- ✓ Effektiv væskekontrol
- ✓ Høj styrke i våd tilstand
- ✓ Fortræffelig absorptionsevne
- ✓ Minimal krympning
- ✓ Meget smidig



### Produktbeskrivelse

Durafiber er en højabsorberende, non woven gelfiberbandage, som er sammensat af cellulosebaserede fibre. I kontakt med sårsekret, dannes en blød og stærk sammenhængende gel, der former sig efter såret uden af hænge i. Kryber minimalt. I våd tilstand har den en høj trækstyrke, som sikrer at hele bandagen kommer ud af såret, selv ved underminerede sår og kaviteter. Til behandling af alle typer væskende sår. Kan klippes i. Skal fikses med passende sekundær bandage.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Fiberbandage                                                                     |
| Varemærke                        | Durafiber                                                                        |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Modificerede cellulosefibre (CES)                                                |
| Længde/dybde                     | 20 cm                                                                            |
| Bredde                           | 4 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 4 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll   | 100 stk    |        |        |       |     |
| pk    | 5 stk      |        |        |       |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE