



Varenummer 222017

Fiberbandage, Durafiber, 30x4cm, steril, engangs

- ✓ Høj patientkomfort
- ✓ Fjernes sammenhængende i et stykke
- ✓ Effektiv væskekontrol
- ✓ Høj styrke i våd tilstand
- ✓ Fortræffelig absorptionsevne
- ✓ Minimal krympning
- ✓ Meget smidig



Produktbeskrivelse

Durafiber er en højabsorberende, non woven gelfiberbandage, som er sammensat af cellulosebaserede fibre. I kontakt med sårsekret, dannes en blød og stærk sammenhængende gel, der former sig efter såret uden af hænge i. Kryber minimalt. I våd tilstand har den en høj trækstyrke, som sikrer at hele bandagen kommer ud af såret, selv ved underminerede sår og kaviteter. Til behandling af alle typer væskende sår. Kan klippes i. Skal fikseres med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberbandage
Varemærke	Durafiber
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Modificerede cellulosefibre (CES)
Længde/dybde	30 cm
Bredde	4 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
pk	5 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt