



Varenummer 222018

Fiberbandage, Durafiber, 45x2cm, steril, engangs

- ✓ Høj patientkomfort
- ✓ Fjernes sammenhængende i et stykke
- ✓ Effektiv væskekontrol
- ✓ Høj styrke i våd tilstand
- ✓ Fortræffelig absorptionsevne
- ✓ Minimal krympning
- ✓ Meget smidig



Produktbeskrivelse

Durafiber er en højabsorberende, non woven gelfiberbandage, som er sammensat af cellulosebaserede fibre. I kontakt med sårsekret, dannes en blød og stærk sammenhængende gel, der former sig efter såret uden af hænge i. Kryber minimalt. I våd tilstand har den en høj trækstyrke, som sikrer at hele bandagen kommer ud af såret, selv ved underminerede sår og kaviteter. Til behandling af alle typer væskende sår. Kan klippes i. Skal fikses med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberbandage
Varemærke	Durafiber
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Modificerede cellulosefibre (CES)
Længde/dybde	45 cm
Bredde	2 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	32.4 cm	22.3 cm	22.6 cm	5000223467043
pk	5 stk	22 cm	10.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				5000223467036



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE