



Varenummer 222048

## Fingermuffe, S, 6x6cm, beige, dobbelt



### Produktbeskrivelse

Dobbelt tubegaze til immobilisering af fingre. Tubegazen sættes nedover to fingre.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingermuffe
Størrelse	S
Sekundær farve	Beige
Features	Dobbelt
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, elastan
Længde/dybde	6 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	28 cm	15.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.