

Varenummer 222055

Fingerskinne, Zimmer, 46x2,5cm, med polster



Produktbeskrivelse

Anvendes til immobilisering af fingrene. Skal fikseres. Tilpasses individuelt til fingeren og det overskydende stykke klippes af.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerskinne
Varemærke	Zimmer
Features	Med polster
Ingredienser/sammensætning	Aluminium, skum
Længde/dybde	46 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	46.5 cm	15 cm	2.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.