



Varenummer 222089

Sårrenseserviet, QuickFix, nonwoven/ vand, steril



Produktbeskrivelse

Enkeltpakgede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrenseserviet
Varemærke	QuickFix
Features	Steril
Materiale	Nonwoven, vand
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	440 stk	30.2 cm	24 cm	14.2 cm	5715205555112
pk	40 stk	7 cm	8 cm	22.5 cm	5715205555129
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE