



Varenummer 222089

Sårrenseserviet, QuickFix, nonwoven/ vand, steril



Produktbeskrivelse

Enkeltpakkede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrenseserviet
Varemærke	QuickFix
Features	Steril
Materiale	Nonwoven, vand
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	440 stk	30 cm	24 cm	23 cm	5715205555112
pk	40 stk	7 cm	8 cm	22.5 cm	5715205555129
stk	1 stk				5701684555125



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE