



Varenummer 222089

Sårrenseserviet, QuickClean, nonwoven/vand, steril, engangs

- ✓ Renseservietter til mindre sår og rifter
- ✓ Individuelt pakket og indeholder sterilt vand
- ✓ Æske med 40 servietter



Produktbeskrivelse

Indpakkede servietter til rensning af mindre sår såsom rifter, hudafskrabninger og insektstik. Servietterne indeholder sterilt vand og sikrer en hygiejnisk og skånsom rensning. Æsken indeholder 40 servietter og fungerer som refill til vægholder, men kan også anvendes separat efter behov. Servietten måler 200 × 130 mm udfoldet, mens hver enkelt pakning har en størrelse på 60 × 75 mm.



STERILE

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Sårrenseserviet |
| Varemærke | QuickClean |
| Features | Steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Nonwoven, vand |
| Steriliseringsmetode | R |
| Certifkater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Aflleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kl | 440 stk | 30.2 cm | 24 cm | 14.2 cm | 5715205555112 |
| pk | 40 stk | 7 cm | 8 cm | 22.5 cm | 5715205555129 |
| stk | 1 stk | | | | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt