



Varenummer 222102

Alginat, Kaltostat, 40cm, kavitetsbånd, 2 g, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø
- ✓ Behagelig for patienten
- ✓ Har en hæmostatisk effekt



Produktbeskrivelse

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Alginatet absorberer sårveske og omdannes til en fugtig gel, der nemt kan fjernes. Kaltostat har en dokumenteret hæmostatisk effekt.

Kan klippes i. Fikseres med passende sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Kaltostat
Features	Kavitetsbånd, 2 g, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	80% kalcium-alginat fibre, 20% natrium-alginat fibre
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	12.4 cm	16 cm	20 cm	
pk	5 stk	12.3 cm	3.1 cm	19 cm	
stk	1 stk				768455034796



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.