

Varenummer 222104

Hydrofob bandage, Sorbact Ribbon, 50x2cm, grøn, meche, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact Ribbon i 100% bomuld er en bakterie- og svampebindende bandage. Produktet forebygger infektion i såret. Består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag, som lader væsken passere igennem til en eventuel sekundærbandage. Bandagen kan anvendes under kompression.

Bandagen er særlig anvendelig til svampeinfektioner i hudfolder og mellem tæerne. Anvendes også til rene, koloniserede, inficerede, overfladiske sår og til kaviteter og fistler.

Ved behov kan bandagen tilklippes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Ribbon
Farve	Grøn
Features	Meche, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, fedtsyreester
Længde/dybde	50 cm
Bredde	2 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	38.5 cm	25 cm	16.5 cm	5703538907753
pk	20 stk	12.5 cm	11.8 cm	11.5 cm	7392130800050
stk	1 stk				7392130981216



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt