




Varenummer 222110

Hæmostatisk bandage, Curaspon Standard, 50x80x10mm, hvid, steril, engangs

✓ Opsuger blod og kropsvæsker op til 40 gange sin egen vægt



Produktbeskrivelse

100% absorberbart hæmostatikum. Opsuger blod og kropsvæsker op til 40 gange sin egen vægt. Anvendes som tamponadeeffekt for at opnå lokal blodstandsning under og efter kirurgiske indgreb. Kan anvendes tør eller mættet med sterilt, fysiologisk saltvand. Kan klippes til.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæmostatisk bandage
Varemærke	Curaspon
Vareserie	Standard
Farve	Hvid
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% rensset svinegelatine
Længde/dybde	50 mm
Bredde	80 mm
Højde	10 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Anvendes ikke ved kendt svineprodukt-allergi Før anvendelse læs venligst brugsanvisning, hvori indikationer, kontraindikationer og bivirkninger er beskrevet
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	30 cm	20 cm	24.7 cm	28717903340107
pk	20 stk	19.3 cm	12.2 cm	14.7 cm	18717903340100
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE