



Varenummer 222113

Hydrofob bandage, Sorbact Ribbon, 200x5cm, grøn, meche, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektion
- ✓ Ingen frigivelse af aktive stoffer i såret
- ✓ Antibiotikaresistens forventes ikke
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Velegnet til langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Sikker at anvende, også til nyfødte og gravide



Produktbeskrivelse

Reducerer den mikrobielle belastning i overfladiske og dybe sår. Sorbact® Ribbon er et DACCTM-belagt bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology. Sorbact® Ribbon forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen. Den er velegnet som sårfyldningsmateriale og tillader passage af sårekssudat til en sekundærbandage. Sorbact® Ribbon kan også lægges i hudfolder til behandling af svampeinfektioner (intertrigo). Sorbact® Ribbon er velegnet til brug i behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede væskende sår, som f.eks. kirurgiske sår, traumesår, tryksår, diabetiske fod- og bensår. Sorbact® Ribbon kan anvendes til overfladiske og dybe sår, som f.eks. kaviteter og fistler. Sorbact® Ribbon er også velegnet til behandling af svampeinfektioner i hudfolder (intertrigo).



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Ribbon
Farve	Grøn
Features	Meche, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, fedtsyreester
Længde/dybde	200 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	26.3 cm	39.6 cm	16.5 cm	7392130005844
pk	10 stk	13.8 cm	10.7 cm	11.5 cm	7392130002027



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt