



Produktdatablad

Hydrofob bandage, Sorbact Ribbon, meche, 5cm x 2 m

Varenummer: 222113



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Hydrofob bandage. Varemærke: Sorbact. Vareserie: Ribbon. Holdbarhed: 5 år. Farve: grøn. Ingredienser/sammensætning: bomuld, fedtsyreester. Features: meche, uden klæber, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Længde/dybde: 200 cm. Bredde: 5 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Reducerer den mikrobielle belastning i overfladiske og dybe sår. Sorbact® Ribbon er et DACCT-belagt bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology. Sorbact® Ribbon forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen. Den er velegnet som sårfyldningsmateriale og tillader passage af sårekssudat til en sekundærbandage. Sorbact® Ribbon kan også lægges i hudfolder til behandling af svampeinfektioner (intertrigo). Sorbact® Ribbon er velegnet til brug i behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede væskende sår, som f.eks. kirurgiske sår, traumesår, tryksår, diabetiske fod- og bensår. Sorbact® Ribbon kan anvendes til overfladiske og dybe sår, som f.eks. kaviteter og fistler. Sorbact® Ribbon er også velegnet til behandling af svampeinfektioner i hudfolder (intertrigo). Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.