

Varenummer 222114

Hydrofob bandage, Sorbact Gel Dressing, 7,5x7,5cm, grøn, gelkompres, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact Gel Dressing reducerer den mikrobielle belastning i tørre til let væskende sår. Sorbact Gel Dressing er en steril bakterie- og svampebindende bandage vædet med gel. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag med en vandbaseret gel.

Sorbact Gel Dressing afgiver fugt og bidrager til at skabe et fugtigt sårmiljø.

Fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Gel Dressing
Farve	Grøn
Features	Gelkompres, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Hydrogel
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	44 cm	24 cm	12.3 cm	
pk	10 stk	14.2 cm	11.7 cm	2 cm	
stk	1 stk				7392130800128



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt