



Produktdatablad

# Hydrofob bandage, Sorbact Compress, 7x9cm

Varenummer: 222125



## Varedeklaration

Forpakning: 40 stk pr. pakke. 6 pakker pr. kolti. Produktbetegnelse: Hydrofob bandage. Varemærke: Sorbact. Vareserie: Compress. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Farve: grøn. Ingredienser/sammensætning: acetatvæv, fedtsyreester. Features: u/klæb, udfoldet mål 17x28cm, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Længde/dybde: 9 cm. Bredde: 7 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Reducerer den mikrobielle belastning i overfladiske og dybe sår. Sorbact® Compress er et DACCT-belagt, ikke-absorberende, bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology, der tillader passage af sårsekret til en sekundærbandage. Det kan også bruges sammen med NPWT1 som en liner eller sårfyldningsmateriale. Sorbact® Compress forebygger og behandler sårinfektioner<sup>2,3</sup> og fremmer sårhelingsprocessen. Sorbact® Compress er beregnet til brug i behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede væskende sår, såsom operationsår, traumesår, tryksår, fistler, tryksår, diabetiske sår samt sår på fødder og ben. Sorbact® Compress kan både anvendes på overfladiske og dybe sår. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.