

Varenummer 222131

Sølvbandage, PolyMem Silver Shapes, 12,7x8,8cm, grå, oval, u/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårvæske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølvet. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn.

In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder.

PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sårbandager uden sølv.

PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektion er behandlet.

Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår.

PolyMem Shape er en alt-i-en bandage bestående af en oval PolyMem Standard Silver med en semipermeabel film med klæbekant.

Anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion.

Bør appliceres med puden mindst 2–3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten.

Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMem's effekt.

Kan ikke tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	Silver Shapes
Farve	Grå
Features	Oval, u/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, F68, glycerin, majsstivelse, nanokrystalliserede sølv-ioner
Længde/dybde	12.7 cm
Bredde	8.8 cm
Størrelse på sårpude	5 x 7,6 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	23.7 cm	16.5 cm	12.2 cm	
pk	15 stk	23 cm	15.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE