



Varenummer 222133

Hydrofob bandage, Sorbact Compress, 6x4cm, grøn, u/klæb, udfoldet mål 11x15cm, latexfri, steril, engangs

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektion
- ✓ Ingen frigivelse af aktive stoffer i såret
- ✓ Antibiotikaresistens forventes ikke
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Velegnet til langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Sikker at anvende, også til nyfødte og gravide



Produktbeskrivelse

Reducerer den mikrobielle belastning i overfladiske og dybe sår. Sorbact® Compress er et DACC™-belagt, ikke-absorberende, bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology, der tillader passage af sårsekret til en sekundærbandage. Det kan også bruges sammen med NPWT1 som en liner eller sårfyldningsmateriale. Sorbact® Compress forebygger og behandler sårinfektioner^{2,3} og fremmer sårhelingsprocessen. Sorbact® Compress er beregnet til brug i behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede væskende sår, såsom operationssår, traumesår, tryksår, fistler, tryksår, diabetiske sår samt sår på fødder og ben. Sorbact® Compress kan både anvendes på overfladiske og dybe sår.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Compress
Farve	Grøn
Features	U/klæb, udfoldet mål 11x15cm, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Acetatvæv, fedtsyreester
Længde/dybde	6 cm
Bredde	4 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	240 stk	38.4 cm	25 cm	16.2 cm	7392130005738
pk	40 stk	13.9 cm	10.8 cm	11.5 cm	7392130800029
stk	1 stk				7392130981285



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt