



Varenummer 222139

Hydrofob bandage, Sorbact Round Swab, Ø3cm, grøn, gazevisker, latexfri, steril, engangs



## Produktbeskrivelse

Gazevisker af acetatvæv med Sorbacts bakterie- og svampebindende egenskaber. Kan anvendes i mindre kaviteter, vær påpasselig med ikke at udtampone. Kan anvendes ved sårsoignering da bakterier og svampe bindes til Sorbact allerede efter 15-30 sek. Er pakket i pouches á 5 stk.



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Round Swab
Farve	Grøn
Features	Gazevisker, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Acetatvæv, fedtsyreester
Diameter	3 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	420 stk	38.5 cm	15.5 cm	16.5 cm	
pk	70 stk	13.8 cm	10.8 cm	17.6 cm	7392130800210
stk	1 stk				7392130981261



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt