

ABENA®

Produktdatablad

Plaster, Sorbact, 7,2x5cm, PU/akryl/gummi, steril

Varenummer : 222168
Varegruppe : Sorbact plaster
Forpakninger : 5 stk = 1 pakke



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Plaster

Varemærke: Sorbact

Holdbarhed: 3 år

Materiale: PU, akryl, gummi

Features: steril

Længde/dybde: 7,2 cm

Bredde: 5 cm

CE-klasse: Klasse IIb

Produktbeskrivelse: Sorbact bakteriebindende plaster kan anvendes til både akutte og kroniske sår. Plastret binder og fjerner bakterier fra såret. Mindsker betændelse og infektion i såret. Fremmer sårheling. Den tynde og smidige film gør at plastret sidder sikkert. Filmen er vandtæt og huden kan ånde naturligt. Plastret tåler brusebad og badning. Skiftningsfrekvensen afhænger af mængden af eksudat (fra dagligt til 2 gange ugentligt). Sorbact plastret binder bakterier så længe det sidder i såret.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.