



Varenummer 222176

## Sølvbandage, Acticoat Flex 3, 25x4cm, sort, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fleksibelt sårkontaktlag med sølv
- ✓ Til sår med risiko for eller med infektion
- ✓ Antimikrobiel effekt op til 3 dage
- ✓ Åben struktur for væskegennemstrømning



### Produktbeskrivelse

Acticoat Flex 3 fleksibelt sårkontaktlag med sølv anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår. Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder inden for 30 min og holder i op til 3 dage. Kan anvendes til alle typer sår. Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår. Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser. Passende sekundære bandage ovenpå, alt efter skiftetfrekvens og eksudatmængde. Kan klippes i.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Acticoat
Vareserie	Flex 3
Farve	Sort
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester 100%, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	25 cm
Bredde	4 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2,5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	20.7 cm	12 cm	2.2 cm	5000223481063
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt