



Varenummer 222198

Superabsorberende bandage, Mextra, 25x20cm, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Høj absorptions- og retentionsevne
- ✓ Minimerer risikoen for maceration
- ✓ Bevarer formen selv efter absorption
- ✓ Forhindrer lækage
- ✓ Ydre lag forbliver tørt
- ✓ Giver patientkomfort
- ✓ Velegnet til brug under kompression
- ✓ Har protease modulerende egenskaber
- ✓ Giver et befordrende helingsmiljø



Produktbeskrivelse

Superabsorberende bandage med væskeafvisende bagside. Anvendes til moderat til meget kraftigt væskende sår. Absorberer såreksudat effektivt og bevarer væsken i bandagen. Minimerer risiko for maceration af hudomgivelser.

Kan sidde på såret i op til flere dage. Kan ikke klippes i. Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Mextra
Features	Uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PP, PA, cellulose, SAP
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	40 stk	33.3 cm	20 cm	27.5 cm	7323190176915
pk	10 stk	31.3 cm	25 cm	4.5 cm	7323190176922
stk	1 stk				7323190176892



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE