



Varenummer 222199

## Superabsorberende bandage, Mextra, 30x20cm, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Høj absorptions- og retentionsevne
- ✓ Minimerer risikoen for maceration
- ✓ Bevarer formen selv efter absorption
- ✓ Forhindrer lækage
- ✓ Ydre lag forbliver tørt
- ✓ Giver patientkomfort
- ✓ Velegnet til brug under kompression
- ✓ Har protease modulerende egenskaber
- ✓ Giver et befordrende helingsmiljø



### Produktbeskrivelse

Superabsorberende bandage med væskeafvisende bagside. Anvendes til moderat til meget kraftigt væskende sår. Absorberer såresudat effektivt og bevarer væsken i bandagen. Minimerer risiko for maceration af hudomgivelser.

Kan sidde på såret i op til flere dage. Kan ikke klippes i. Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Superabsorberende bandage                                                        |
| Varemærke                        | Mextra                                                                           |
| Features                         | Uden klæber, steril                                                              |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PP, PA, cellulose, SAP                                                           |
| Længde/dybde                     | 30 cm                                                                            |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed, åbnet                | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| kl    | 50 stk     | 39 cm  | 25 cm   | 28 cm  | 7323190176878 |
| pk    | 10 stk     | 36 cm  | 25.2 cm | 4.5 cm | 7323190176885 |
| stk   | 1 stk      |        |         |        | 7323190176854 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE