



Varenummer 222210



Fikseringsbind, ABENA, 4m x 4cm, hvid, selvhæftende, latex, usteril, engangs

- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Selvhæftende



Produktbeskrivelse

ABENA fikseringsbind med selvhæftende funktion er et blødt, creppet fikseringsbind fremstillet af bomuld, viscose og polyamid, der er belagt med et tyndt lag latex. Dette lag bevirker, at bindet er selvhæftende - hæfter ikke på bandager, hud eller hår. Anvendes til fiksering af diverse bandager, samt fiksering af sonder, kanyler og katetre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, latex, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	36% bomuld, 36% viscose, 28% polyamid
Længde/dybde	4 m
Bredde	4 cm
Vægt, netto	9.4 g
Vægt, brutto	18.5 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 rl	57 cm	13.2 cm	29.4 cm	7630523607863
stk	1 rl				
rl	1 rl				7630523607368



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.