

Varenummer 222216



## Fikseringsbind, ABENA, 20m x 6cm, hvid, selvhæftende, latex, usteril, engangs

- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Selvhæftende



### Produktbeskrivelse

ABENA fikseringsbind med selvhæftende funktion er et blødt, creppet fikseringsbind fremstillet af bomuld, viscose og polyamid, der er belagt med et tyndt lag latex. Dette lag bevirker, at bindet er selvhæftende - hæfter ikke på bandager, hud eller hår. Anvendes til fiksering af diverse bandager, samt fiksering af sonder, kanyler og katetre.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Fikseringsbind                                                                   |
| Varemærke                        | ABENA                                                                            |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Selvhæftende, latex, usteril                                                     |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | 36% bomuld, 36% viscose, 28% polyamid                                            |
| Længde/dybde                     | 20 m                                                                             |
| Bredde                           | 6 cm                                                                             |
| Vægt, netto                      | 51.6 g                                                                           |
| Vægt, brutto                     | 80.6 g                                                                           |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 3 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl    | 16 rl      | 58 cm  | 26 cm  | 15 cm | 7630523607894 |
| rl    | 1 rl       |        |        |       | 7630523607399 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.